


Mab Coelho Anti-Humano Cd171/L1Cam - P32004

Número do item: CM0004097



introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Humano CD171/L1CAM validado para citometria de fluxo (CF) em amostras humanas. Alvo a molécula de adesão celular neural L1, fundamental para o desenvolvimento neuronal e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD171/L1CAM
Observações/Alias	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Espécie	Humano
GeneID	3897 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-1120 de CD171/L1CAM humano (NP_000416.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32004
Peso Molecular da Proteína	140kDa
Envio	Bolsa de gelo