

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd171/L1Cam Para Citometria De Fluxo - P32004

Número do item: CM0008875



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD171/L1CAM humano (molécula de adesão celular neural L1). Validado para citometria de fluxo, adequado para pesquisa em neurociência, migração neuronal e plasticidade sináptica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD171/L1CAM
Observações/Apelidos	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3897
ID do Gene	3897
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-1120 de CD171/L1CAM humano (NP_000416.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32004
Peso da Proteína	140kDa/139kDa
Transporte	Bolsa de gelo