


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd171/L1Cam Para Citometria De Fluxo - P32004

Número do item: CM0008419



introdução

anticorpo monoclonal de coelho conjugado que visa o CD171/L1CAM humano, validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para estudos de adesão neural com peso proteico de 140kDa. Enviado em saco com gelo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD171/L1CAM mAb
Observações/Apelido	S10; HSAS; HYCX; MASA; MIC5; SPG1; CAML1; CD171; HSAS1; N-CAML1; NCAM-L1; N-CAM-L1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3897
GeneID	3897
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-1120 do CD171/L1CAM humano (NP_000416.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32004
Peso da Proteína	140kDa
Envio	Saco com gelo