

Anticorpo Monoclonal Abflo 647 Coelho Anti-Humano Cd172A/Sirpα Para Citometria De Fluxo - P78324

Número do item: CM0010430



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com ABflo 647 contra CD172a/SIRPα humano (UniProt P78324). Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de sinalização CD47-SIRPα, regulação da fagocitose e pesquisa em pontos de controle imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD172a/SIRPα mAb
Observações/Alias	BIT; MFR; P84; SIRP; MYD-1; SHPS1; CD172A; PTPNS1
Espécie	Humano
ID do Gene	140885
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-370 do CD172a/SIRPα humano (NP_542970.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78324
Peso da Proteína	55kDa
Envio	Bolsa de gelo