

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd172B Para Citometria De Fluxo - O00241

Número do item: CM0009457



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD172b humano (SIRP-beta-1). Validado para citometria de fluxo, reage com humano. Imunógeno recombinante, peso molecular de 43 kDa. Ideal para estudos de sinalização de células mieloides e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD172b mAb
Observações/Apelido	CD172b; SIRP-BETA-1
Espécie	Humano
GeneID	10326
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-371 do CD172b humano (NP_006056.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00241
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Bolsa de gelo