


Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-Humano Cd172B Conjugado A Para Citometria De Fluxo - O00241

Número do item: CM0007767



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra o CD172b humano (SIRP-beta-1) para citometria de fluxo (FC). Validado para amostras humanas. Adequado para estudos de regulação mieloide e da via SYK.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD172b Conjugado a
Observações/Apelido	CD172b; SIRP-BETA-1
Espécie	Humano
GeneID	10326
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-371 do CD172b humano (NP_006056.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O00241
Peso Molecular da Proteína	43kDa
Envio	Em saco de gelo