

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd177 Humano Para Fc - Q8N6Q3

Número do item: CM0011703

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao antígeno CD177 humano. Validado para citometria de fluxo (FC) para estudar a função, adesão e migração dos neutrófilos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-CD177 Humano
Observações/Apelidos	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antígeno CD177
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57126
GeneID	57126
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-407 do CD177 humano (NP_065139.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso da Proteína	15kDa/27kDa/46kDa
Envio	Bolsa de gelo