

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd177 () Para Citometria De Fluxo - Q8N6Q3

Número do item: CM0010325

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD177 humano, conjugado com para citometria de fluxo. Reconhece um recetor ancorado a GPI específico de neutrófilos envolvido na ativação e migração. Adequado para pesquisa em imunologia, inflamação e hematologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD177 mAb
Observações/Alias	CD177; HNA-2a; HNA2A; NB1; NB1 GP; PRV-1; PRV1; NB1GP; antígeno CD177
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57126
GeneID	57126
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 22-407 do CD177 humano (NP_065139.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (FC)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8N6Q3
Peso Proteico	15kDa/27kDa/46kDa
Envio	Saco de gelo