

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd185/Cxcr5 Para Fc - P32302

Número do item: CM0005585

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD185/CXCR5 humano. Projetado para citometria de fluxo, útil para pesquisa de migração de células B e linfoma de Burkitt. Reatividade cruzada confirmada com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Humano CD185/CXCR5
Observações/Apelido	BLR1; CD185; MDR15
Espécie	Humano
GeneID (humano)	643
GeneID	643
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-47aa do CD185/CXCR5 Humano (NP_033981.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32302
Peso Proteico	42kDa
Envio	Em saco de gelo