

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd185/Cxcr5 Para Citometria De Fluxo - P32302

Número do item: CM0009055

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-humano CD185/CXCR5 validado para citometria de fluxo, ideal para pesquisas sobre migração de células B e linfoma de Burkitt. Fornecimento completo de matérias-primas para IVD pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-humano CD185/CXCR5
Observações/Alias	BLR1; CD185; MDR15
Espécie	Humana
GenelD (humano)	643
GenelD	643
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-47 do CD185/CXCR5 humano (NP_001707.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P32302
Peso da proteína	42 kDa
Transporte	Bolsa de gelo