

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd197/Ccr7 Para Citometria De Fluxo - P32248

Número do item: CM0007918



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD197/CCR7 humano, validado para citometria de fluxo. Detecta uma GPCR de 43 kDa envolvida na homing de linfócitos, ideal para pesquisa em imunologia e EBV.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Human CD197/CCR7 mAb
Observações/Apelidos	BLR2; EBI1; CCR-7; CD197; CDw197; CMKBR7; CC-CKR-7
Espécie	Humano
ID do Gene	1236
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-59 da proteína humana CD197/CCR7 (NP_001829.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P32248
Peso da Proteína	43 kDa
Envio	Bolsa de gelo