

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd1C Para Fc - P29017

Número do item: CM0012411



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-humano CD1c conjugado com , validado para citometria de fluxo. Tem como alvo a molécula apresentadora de antígenos lipídicos CD1c (UniProt P29017). Ideal para estudos de imunologia de células T, apresentação de antígenos e malignidades linfoides.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD1c
Observações/Alias	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	911
GeneID	911
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-298 da proteína humana CD1c (NP_001756.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso Proteico	38kDa
Transporte	Saco de gelo