


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD1C Humano Para Fc - P29017

Número do item: CM0006262



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD1c humano, validado para citometria de fluxo. Específico para CD1c humano, reage com células dendríticas e timócitos corticais. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD1c Humano
Observações/Apêndices	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	911
GeneID	911
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-298 do CD1c humano (NP_001756.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo