


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd1C Para Citometria De Fluxo - P29017

Número do item: CM0005987



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD1c humano, uma proteína apresentadora de antígenos lipídicos. Otimizado para citometria de fluxo (FC) em amostras humanas. Validado para uso em pesquisa em imunologia e estudos de células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD1c
Observações/Apelido	R7; CD1; CD1A; BDCA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	911
ID do Gene	911
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-298 do CD1c humano (NP_001756.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P29017
Peso Proteico	38kDa
Envio	Em saco de gelo