


## Mab De Coelho Anti-Cd1D Humano - P15813

Número do item: CM0009531



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD1d humano, uma glicoproteína de apresentação de antígeno essencial para glicolipídios. Validado para Citometria de Fluxo. Ideal para pesquisas em biologia de células NKT e imunologia.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | mAb de coelho anti-CD1d humano                                                                                           |
| Observações/Alias   | R3; CD1A; R3G1                                                                                                           |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 912                                                                                                                      |
| GeneID              | 912                                                                                                                      |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-301 do CD1d humano (NP_001757.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                   |
| Aplicação           | FC                                                                                                                       |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                   |
| SWISS               | P15813                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 38kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                            |