

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd1D Humano Para Citometria De Fluxo - P15813

Número do item: CM0011989



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que tem como alvo o CD1d humano (P15813). Validado para citometria de fluxo para estudar a apresentação de glicolipídios e a biologia das células NKT.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD1d humano
Observações/Apelido	R3; CD1A; R3G1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	912
ID do gene	912
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-301 do CD1d humano (NP_001757.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P15813
Peso da proteína	38 kDa
Envio	Bolsa de gelo