

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd1D Para Citometria De Fluxo - P15813

Número do item: CM0005991

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD1d humano (clonagem R3G1). Validado para citometria de fluxo, visando o receptor de apresentação de glicolipídeos (UniProt P15813). Ideal para estudos de células NKT e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD1d mAb
Observações/Apelido	R3, CD1A, R3G1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	912
GeneID	912
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-301 do CD1d humano (NP_001757.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P15813
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo