


Coelho Anti-Humano Cd2 Mab - P06729

Número do item: CM0012209



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD2 humano (LFA-2, SRBC), validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem de células T e NK e estudos de adesão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD2 mAb
Observações/Apelido	T11; SRBC; LFA-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	914
ID do Gene	914
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo