

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd2 Humano Para Fc - P06729

Número do item: CM0012787



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante de alta qualidade que se liga especificamente ao CD2 humano (T11, LFA-2), validado para citometria de fluxo, ideal para explorar mecanismos de adesão e sinalização mediados por células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD2 Humano
Observações/Apelido	T11; SRBC; LFA-2
Espécie	Humano
GeneID	914
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-209 do CD2 humano (NP_001758.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Envio	Em saco de gelo