

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd2 Para Citometria De Fluxo - P06729

Número do item: CM0010833



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho marcado com direcionado ao CD2 humano (T11, LFA-2), validado para citometria de fluxo. Reconhece uma glicoproteína de superfície de linfócitos T de 39 kDa envolvida na adesão e sinalização celular. Ideal para análise de subconjuntos de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Rabbit anti-Humano CD2 mAb
Observações/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Espécie	Humano
ID do Gene	914
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-209 do CD2 humano (NP_001758.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Molecular da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo