

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd2 Para Citometria De Fluxo - P06729

Número do item: CM0008269



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD2 humano, validado para detecção por citometria de fluxo. Adequado para aplicações de pesquisa em células T e células NK. Matéria-prima para IVD no desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD2
Observações/Alias	CD2; LFA-2; SRBC; T11; molécula CD2
Espécie	Humano
ID do Gene	914 (Humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-209 do CD2 humano (NP_001758.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Envio	Bolsa de gelo