

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd200/Ox2 Para Citometria De Fluxo - P41217

Número do item: CM0008937

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD200/OX2 humano. Validado para aplicações de citometria de fluxo em amostras humanas. Útil para investigar a coestimulação de células T e a atividade de células mieloides. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD200/OX2 mAb
Observações/Apelidos	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; molécula CD200
Espécie	Humano
ID do Gene	4345
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41217
Peso da Proteína	30kDa/31kDa/32kDa
Envio	Saco de gelo