

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd200/Ox2 Para Citometria De Fluxo - P41217

Número do item: CM0008535

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a , que reconhece especificamente o CD200/OX2 humano. Adequado para citometria de fluxo em estudos de regulação imunológica. P41217.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD200/OX2
Observações/Apelido	CD200; MOX1; MOX2; MRC; OX-2; molécula CD200
Espécie	Humano
ID do Gene	4345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-232 do CD200/OX2 humano (NP_001352780.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41217
Peso Molecular da Proteína	30kDa/31kDa/32kDa
Envio	Bolsa de gelo