


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd200R Para Citometria De Fluxo - Q8Td46

Número do item: CM0009261



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD200R (OX2R) humano. Desenvolvido para aplicações de citometria de fluxo (CF). Específico para o receptor 1 humano de CD200, um receptor de ponto de controle imunológico inibitório envolvido na regulação da inflamação. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa em imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD200R
Observações/Apelido	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	131450
ID do Gene	131450
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-240 de CD200R humano (NP_740750.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TD46
Peso Molecular da Proteína	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
Envio	Bolsa de gelo