


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd200R Para Citometria De Fluxo - Q8Td46

Número do item: CM0009025



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD200R humano, conjugado ao , validado para citometria de fluxo. Detecta a expressão do receptor CD200 em células imunes em pesquisas de imuno-oncologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD200R mAb
Observações/Apelido	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	131450
ID do Gene	131450
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-240 do CD200R humano (NP_740750.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q8TD46
Peso da Proteína	19kDa/21kDa/37kDa/39kDa
Envio	Saco com gelo