


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd201/Epcr Para Fc - Q9Unn8

Número do item: CM0011356



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD201/EPCR humano (EPCR). Validado para citometria de fluxo, liga-se ao receptor da proteína C endotelial envolvido na coagulação. Ideal para desenvolvimento de ensaios IVD e pesquisa em hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD201/EPCR
Observações/Apelido	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor da proteína C
Espécie	Humano
ID do Gene	10544
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-210 do CD201/EPCR humano (NP_006395.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNN8
Peso Proteico	26kDa
Envio	Em saco de gelo