


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd201/Epcr Conjugado A Para Citometria De Fluxo - Q9Unn8

Número do item: CM0008301



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD201/EPCR humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a via anticoagulante da proteína C e a biologia das células endoteliais em pesquisas de hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD201/EPCR
Observações/Apelido	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor da proteína C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10544
GeneID	10544
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-210 do CD201/EPCR humano (NP_006395.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNN8
Peso Proteico	26kDa
Transporte	Em saco de gelo