


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd201/Epcr Para Citometria De Fluxo - Q9Unn8

Número do item: CM0008533



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-humano CD201/EPCR, conjugado com para citometria de fluxo. Detecta CD201/EPCR endógeno em células endoteliais. Ideal para pesquisa de hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD201/EPCR mAb
Observações/Apelido	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor da proteína C
Espécie	Humano
ID do Gene	10544
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-210 do CD201/EPCR humano (NP_006395.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNN8
Peso da Proteína	26kDa
Envio	Saco de gelo