


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd201/Epcr Para Citometria De Fluxo - Q9Unn8

Número do item: CM0004546



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD201/EPCR humano, validado para citometria de fluxo. Ideal para estudar a via anticoagulante da proteína C em células endoteliais, pesquisa de coagulação e hemostasia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Descrição
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD201/EPCR
Observações/Apelido	PROCR; CCCA; CCD41; EPCR; receptor da proteína C
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10544
GeneID	10544
Imunogénio	Proteína recombinante / Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-210 do CD201/EPCR humano (NP_006395.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UNN8
Peso Proteico	27kDa
Envio	Em saco de gelo