

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd204 Humano Para Fc - P21757

Número do item: CM0009287



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD204 humano conjugado com , validado para citometria de fluxo (FC). Tem como alvo o receptor scavenger de macrófagos humanos MSR1 (CD204), um receptor essencial na captação de LDL modificada e na imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD204 humano
Observações/alias	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4481
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-451 do CD204 humano (NP_619729.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpo monoclonal
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
Acesso UniProt	P21757
Peso da proteína	40kDa/43kDa/50kDa
Envio	Bolsa de gelo