

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd204 Para Citometria De Fluxo - P21757

Número do item: CM0010382



introdução

Anticorpo monoclonal conjugado contra CD204 humano (MSR1/SCARA1) para citometria de fluxo. Validado em amostras humanas, reconhecendo o receptor scavenger envolvido na captação de LDL modificada e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD204 mAb
Observações/Apelido	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4481
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-451 do CD204 humano (NP_619729.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21757
Peso da Proteína	40kDa/43kDa/50kDa
Envio	Saco de gelo