


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd206/Mmr Conjugado Para Fc - P22897

Número do item: CM0011747



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD206/MMR humano para citometria de fluxo. Projetado contra o domínio extracelular recombinante, adequado para detecção do receptor de manose de macrófagos em amostras humanas.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD206/MMR                                                                                             |
| Observações/Apelido | MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                                        |
| GeneID (Humano)     | 4360                                                                                                                                          |
| GeneID              | 4360                                                                                                                                          |
| Imunogênio          | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-1389 do Receptor de Manose/CD206 humano (NP_002429.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                        |
| Aplicação           | FC (Citometria de Fluxo)                                                                                                                      |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                                        |
| SWISS               | P22897                                                                                                                                        |
| Peso Proteico       | 166kDa                                                                                                                                        |
| Envio               | Em saco de gelo                                                                                                                               |