


Coelho Anti-Humano Cd206/Mmr Anticorpo Monoclonal Para Fc - P22897

Número do item: CM0008122



introdução

Anticorpo monoclonal conjugado, coelho anti-humano CD206/MMR para citometria de fluxo. Tem como alvo o receptor 1 de manose de macrófagos humano, validado para FC. Adequado para pesquisa em imuno-oncologia e doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD206/MMR mAb
Observações/Apelido	MMR; hMR; CD206; MRC1L1; CLEC13D; CLEC13DL; bA541I19.1
Espécie	Humano
ID do Gene	4360
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-1389 do Receptor de Manose/CD206 humano (NP_002429.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P22897
Peso da Proteína	166kDa
Envio	Saco de gelo