


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-CD213A1/IL-13R α 1 Humano Para Cf - P78552

Número do item: CM0011407



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra IL-13R α 1 humano (CD213a1), conjugado com . Validado para citometria de fluxo. Adequado para investigar a sinalização dos receptores de IL13/IL4 em pesquisas imunológicas e oncológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD213a1/IL-13R α 1 Humano
Observações/Alcunhas	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; subunidade alfa-1 do receptor da interleucina-13
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3597
GeneID	3597
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-343 de CD213a1/IL-13R α 1 humano (NP_001551.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso da Proteína	31kDa/48kDa
Envio	Bolsa de gelo