


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-CD213A1/IL-13R α 1 Humano Para Fc - P78552

Número do item: CM0008290



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD213a1/IL-13R α 1 humano, validado para citometria de fluxo. Liga-se ao domínio extracelular, sendo adequado para pesquisas em imunologia e sinalização de citocinas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD213a1/IL-13R α 1 Humano
Observações/Apelidos	IL13RA1; CD213A1; CT19; IL-13Ra; NR4; subunidade alfa-1 do receptor da interleucina-13
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3597
ID do Gene	3597
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-343 de CD213a1/IL-13R α 1 humano (NP_001551.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78552
Peso da Proteína	31kDa/48kDa
Envio	Bolsa de gelo