

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd215/IL-15R Alfa Para Fc - Q13261

Número do item: CM0003997



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta afinidade direcionado ao receptor alfa de CD215/IL-15 humano para citometria de fluxo. Validado para amostras humanas, ideal para estudos de sinalização de receptores de células imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD215/IL-15R alfa mAb
Observações/Alias	CD215
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	3601
ID do Gene	3601
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-205 do CD215/IL-15R alfa humano (NP_002180.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13261
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Bolsa de gelo