

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd215/IL-15R Alfa Para Citometria De Fluxo - Q13261

Número do item: CM0011055



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD215/IL-15R alfa humano. Validado para aplicações de FC. Receptor de IL-15 de alta afinidade envolvido na sinalização imune. Ideal para pesquisas de imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD215/IL-15R alfa mAb
Observações/Apelido	CD215
Espécie	Humano
GeneID	3601
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-205 do CD215/IL-15R alfa humano (NP_002180.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13261
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo