

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd215/IL-15R Alfa Para Citometria De Fluxo - Q13261

Número do item: CM0010342



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD215/IL-15R alfa humano (IL15RA). Validado para citometria de fluxo. Reconhece o receptor humano com um peso proteico de 15-28 kDa, adequado para estudos de sinalização imune e de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD215/IL-15R alfa
Observações/Apelido	IL15RA; CD215; subunidade alfa do receptor de interleucina-15
Espécie	Humano
GeneID	3601
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-205 do CD215/IL-15R alfa humano (NP_002180.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q13261
Peso Proteico	15-28kDa
Envio	Saco de gelo