


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd22 Humano Para Citometria De Fluxo - P20273

Número do item: CM0006086



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD22 humano conjugado com para citometria de fluxo. Reage com o receptor de células B humano CD22 (95 kDa), membro da família Siglec envolvido na sinalização e adesão das células B. Ideal para pesquisa de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD22 humano
Observações/Alíás	CD22; SIGLEC-2; SIGLEC2; molécula CD22
Espécie	Humano
GeneID (humano)	933
GeneID	933
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-687 do CD22 humano (NP_001762.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	P20273
Peso da proteína	95 kDa
Envio	Bolsa de gelo