

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd22 Para Citometria De Fluxo - P20273

Número do item: CM0005724



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD22 humano (Siglec-2). Validado para citometria de fluxo em linfócitos B. Imunógeno recombinante (aa 20-687). Ideal para imunofenotipagem e pesquisa de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD22
Observações/Apelido	SIGLEC2; SIGLEC-2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	933
ID do Gene	933
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-687 do CD22 humano (NP_001762.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20273
Peso Proteico	95kDa
Envio	Bolsa de gelo