

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd225/Ifitm1 Para Fc (Intra) - P13164

Número do item: CM0009556

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD225/IFITM1 humano para citometria de fluxo intracelular. Ideal para pesquisa antiviral e oncológica; reage com amostras humanas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD225/IFITM1
Observações/Apelido	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a
Espécie	Humano
ID do Gene	8519
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência dentro dos aminoácidos 1-80 do CD225/IFITM1 humano (NP_003632.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13164
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo