


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd226/Dnam-1 Humano Para Fc - Q15762

Número do item: CM0012437



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD226/DNAM-1 humano, um receptor coestimulador em células T e NK. Validado para citometria de fluxo; ideal para estudar adesão de células imunes, citotoxicidade e sinalização linfocitária.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD226/DNAM-1 Humano
Observações/Apelido	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10666
ID do Gene	10666
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-247 do CD226/DNAM-1 humano (NP_006557.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15762
Peso Proteico	39kDa
Envio	Em saco de gelo