


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Cd226/Dnam-1 Humano Para Citometria De Fluxo - Q15762

Número do item: CM0007986



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alto desempenho direcionado ao CD226/DNAM-1 humano, validado para citometria de fluxo. Ferramenta essencial para estudar a citotoxicidade mediada por células NK e T em pesquisas de imuno-oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-CD226/DNAM-1 Humano
Observações/Apelido	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10666
GeneID	10666
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-247 do CD226/DNAM-1 humano (NP_006557.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q15762
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo