

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd228/Mfi2 Para Citometria De Fluxo - P08582

Número do item: CM0012084



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com anti-humano CD228/MFI2 (Melanotransferrina) para citometria de fluxo. Detecta uma proteína de 32/80 kDa em amostras humanas. Ideal para pesquisa de melanoma, tecido fetal e transporte de ferro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD228/MFI2
Observações/Alias	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4241
GeneID	4241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-708 do CD228/MFI2 humano (NP_005920.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08582
Peso da Proteína	32kDa/80kDa
Envio	Saco de gelo