

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd228/Mfi2 Conjugado Para Citometria De Fluxo - P08582

Número do item: CM0011127



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD228/Melanotransferrina (MFI2) humano. Validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de melanoma e metabolismo do ferro. Reage cruzadamente com humano.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano CD228/MFI2 Conjugado
Observações/Apelido	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4241
ID do Gene	4241
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-708 do CD228/MFI2 humano (NP_005920.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08582
Peso Proteico	32kDa/80kDa
Envio	Em saco de gelo