

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd228/Mfi2 Para Citometria De Fluxo - P08582

Número do item: CM0008363



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD228/MFI2 humano (melanotransferrina, p97) para citometria de fluxo. Reconhece um antígeno associado ao melanoma e um transportador de ferro; adequado para amostras humanas. P08582.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD228/MFI2
Observações/Apelidos	MTf; MFI2; MTF1; CD228; MAP97
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4241
GeneID	4241
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-708 da proteína humana CD228/MFI2 (NP_005920.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P08582
Peso Molecular da Proteína	32kDa/80kDa
Transporte	Saco de gelo