


Mab Coelho Anti-Humano Cd235A/Glicoforina A Para Fc - P02724

Número do item: CM0008434



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD235a/Glicoforina A humana. Validado para citometria de fluxo, reage com amostras humanas. Principal proteína da membrana eritrocitária, antígeno do sistema de grupo sanguíneo MN. Ideal para pesquisas em sangue e estudos de doenças infecciosas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-humano CD235a/Glicoforina A
Observações/Apelidos	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GP ^E erik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Espécie Alvo	Humana
GeneID (Humano)	2993
GeneID	2993
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-91 da CD235a humana (NP_002090.4).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	P02724
Peso da Proteína	13kDa/16kDa
Transporte	Bolsa de gelo