


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Humano Cd235A/Glicoforina A Para Fc - P02724

Número do item: CM0008475



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD235a/Glicoforina A humana para citometria de fluxo. Validado em amostras humanas. Principal proteína da membrana de eritrócitos com antígenos do grupo sanguíneo MN.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-Humano CD235a/Glicoforina A
Observações/Apelido	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPÉrik; HGpMiV; HGpMiXI; HGpSta(C)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	2993
ID do Gene	2993
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02724
Peso da Proteína	13kDa/16kDa
Envio	Saco de gelo