


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Humano Cd235a/Glicoforina A Para Fc - P02724

Número do item: CM0011533



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho marcado com direcionado a CD235a/Glicoforina A (GYPA) humana para citometria de fluxo. Reage de forma cruzada com amostras humanas; adequado para pesquisas de membrana de eritrócitos e antígenos de grupos sanguíneos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Humano CD235a/Glicoforina A
Observações/Alias	MN; GPA; MNS; GPSAT; PAS-2; CD235a; GPÉrik; HGPmIV; HGPmIXI; HGPSta(C)
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2993
GeneID	2993
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-91 da CD235a/Glicoforina A humana (NP_002090.4))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02724
Peso Proteico	13kDa/16kDa
Envio	Bolsa de gelo