


Coelho Anti-Humano Cd235A/Glicoforina A Anticorpo Monoclonal Para Fc - P02724

Número do item: CM0005385



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade específico para glicoforina A humana (CD235a), validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisa de membrana de eritrócitos, estudos de antígenos de grupo sanguíneo e ensaios de interação hospedeiro-patógeno.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD235a/Glicoforina A mAb
Observações/Apelido	MN, GPA, MNS, GPSAT, PAS-2, CD235a, GPÉrik, HGpMiV, HGpMiXI, HGpSta(C)
Espécie	Humano
ID do Gene	2993
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 20-91 da CD235a/Glicoforina A humana (NP_002090.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P02724
Peso da Proteína	13kDa/16kDa
Envio	Saco de gelo